



**ADAPTAMOS**  
GROUP

## ResQMat

El ResQmat se guarda en una bolsa altamente visible, con tres de sus laterales provistos de velcro para una apertura rapidísima. Además dispone de instrucciones visuales fáciles en el frontal.

Este dispositivo está enteramente acolchado, dispone de un cojín bajo la cabeza y una esterilla de espuma para proteger el cuerpo.

Tres cinchas Velcro anchas rodean completamente al paciente para ayudar a prevenir la posibilidad de pacientes que saquen las manos durante un rescate. Esto mismo ayuda a asegurarles una vez llegados a un lugar seguro, en especial los pacientes tendentes a deambular.

Gracias al acolchado equipado, el ResQmat es seguro y confortable para las personas, incluso durante la bajada por escaleras y superficies rugosas. Se ajusta al tamaño de los pacientes para que no se deslicen hacia abajo dentro del ResQmat cuando se les baja por escaleras.

